



- Используется для крепления адаптера для фиксации в положении сидя MAYFIELD® Crossbar (A1015) и других изделий к операционному столу.
 - Совместим со всеми моделями операционных столов.
- Каталожный No. A1060

Защитные чехлы для систем стабилизации черепа



Одноразовые нестерильные чехлы для защиты систем MAYFIELD®.

- Уменьшают время послеоперационной очистки.
 - Защищают критические узлы и детали.
 - Обеспечивают повышенный уровень безопасности для хирурга и пациента.
- Каталожный No. A1118

Устройство для хранения инструментов на стене



Настенная панель для хранения изделий MAYFIELD®.

- Отпечатанные контуры для быстрой идентификации мест для хранения.
- Вмещает все компоненты системы MAYFIELD®.

Каталожный No. A1023

Адаптер подковообразного подголовника MAYFIELD®

Используется для крепления подковообразного подголовника MAYFIELD® A1011 и педиатрического подковообразного подголовника MAYFIELD® A1051 к A1018, A1064, A2008 и к адаптеру A2009 системы
Каталожный No. A1109



Адаптер подковообразного подголовника MAYFIELD® Triad с ручками

Используется для крепления подковообразного подголовника MAYFIELD® A1012 к стандартным переходникам.

- Обеспечивает фиксацию пациента в положении, когда подбородок прижат к груди.

Каталожный No. A1110



Крепление к рельсе операционного стола BUDDE® Halo

Используется для крепления системы ретракции BUDDE® Halo к операционному столу.

Каталожный No. A1067

