



Ультразвуковой  
деструктор-аспиратор

**CUSA<sup>®</sup> Clarity**

КАТАЛОГ



## Комплектация для нейрохирургии



Рабочая консоль  
(в полном сборе)  
с тележкой

Педали управления

Фрагментатор 36 кГц  
(в полном сборе)

Кат. №	Описание	Количество
<b>C7000</b>	Рабочая консоль CUSA® Clarity с педалью управления	1 шт
<b>C7001</b>	Тележка	1 шт
<b>C7036</b>	Фрагментатор 36 кГц (с щеткой для чистки)	2 шт
<b>C7136</b>	Кейс для стерилизации фрагментатора 36 кГц	2 шт
<b>C7300</b>	Картридж и трубки CUSA Quick Connect™	2 уп/5 шт
<b>C7411S</b>	Наконечник MicroTip™, изогнутый, удлиненный 36 кГц	1 уп/5 шт
<b>C7414S</b>	Наконечник стандартный, изогнутый, удлиненный 36 кГц	1 уп/5 шт
<b>C7602</b>	Динамометрический ключ для фрагментатора 36 кГц	2 уп/5 шт
<b>C7005</b>	Защитный фильтр	1 уп/2 шт
<b>C7636</b>	Стерилизуемая монтажная платформа фрагментатора 36 кГц	2 шт

Комплектация для хирургии печени и онкологии



Рабочая консоль  
(в полном сборе)  
с тележкой

Педаля управления

Фрагментатор 23 кГц  
(в полном сборе)

Кат. №	Описание	Количество
C7000	Рабочая консоль CUSA® Clarity с педалью управления	1 шт
C7001	Тележка	1 шт
C7023	Фрагментатор 23 кГц (с щеткой для чистки)	2 шт
C7123	Кейс для стерилизации фрагментатора 23 кГц	2 шт
C7300	Картридж и трубки CUSA Quick Connect™	2 уп/5 шт
C7401S	Наконечник стандартный 23 кГц	1 уп/5 шт
C7418S	Наконечник для твердой ткани 23 кГц	1 уп/5 шт
C7601	Динамометрический ключ для фрагментатора 23 кГц	2 уп/5 шт
C7005	Защитный фильтр	1 уп/2 шт
C7623	Стерилизуемая монтажная платформа фрагментатора 23 кГц	2 шт

## Наконечники 36 кГц

### Стандартные наконечники



Кат. №	Описание	Стерильно	Размеры	Количество
Одноразовые наконечники (в каждой упаковке 1 наконечник, 1 стыковочный конус, 1 стилет и 1 оболочка)				
<b>C7411S</b>	Наконечник MicroTip™, изогнутый, удлиненный 36 кГц	Да	Длина: 12,15 см Внутренний диаметр 1,6 мм	5 шт/уп
<b>C7411SEA</b>				1 шт
<b>C7412S</b>	Наконечник стандартный, укороченный 36 кГц	Да	Длина: 4,57 см Внутренний диаметр: 2,0 мм	5 шт/уп
<b>C7412SEA</b>				1 шт
<b>C7414S</b>	Наконечник стандартный, изогнутый, удлиненный 36 кГц	Да	Длина: 11,44 см Внутренний диаметр: 2,0 мм	5 шт/уп
<b>C7414SEA</b>				1 шт
Многоразовые наконечники (в каждой упаковке 1 наконечник, 5 стыковочных конусов, 5 стилетов и 5 оболочек)				
<b>C7411EUT</b>	Наконечник MicroTip™, изогнутый, удлиненный 36 кГц	Нет	Длина: 12,15 см Внутренний диаметр 1,6 мм	1 шт
<b>C7414EUT</b>	Наконечник стандартный, изогнутый, удлиненный 36 кГц	Нет	Длина: 11,44 см Внутренний диаметр: 2,0 мм	1 шт

### Специальные наконечники

#### MicroTip™ Plus для транссфеноидального доступа



C7415S/SEA

Кат. №	Описание	Стерильно	Размеры	Количество
<b>C7415S</b>	Наконечник MicroTip™, изогнутый, удлиненный 36 кГц	Да	Длина: 19,27 см Внутренний диаметр: 1,6 мм	5 шт/уп
<b>C7415SEA</b>				1 шт

#### ShearTip™ для фиброзной ткани



C7417S/SEA

Кат. №	Описание	Стерильно	Размеры	Количество
<b>C7417S</b>	Наконечник ShearTip™, изогнутый, удлиненный 36 кГц	Да	Длина: 12,05 см Внутренний диаметр: 1,6 мм	5 шт/уп
<b>C7417SEA</b>				1 шт

## Наконечники 23 кГц

### Стандартные наконечники



C7401S/SEA/EUT

Кат. №	Описание	Стерильно	Размеры	Количество
Одноразовые наконечники (в каждой упаковке 1 наконечник, 1 стыковочный конус, 1 стилет и 1 оболочка)				
C7401S	Наконечник стандартный 23 кГц	Да	Длина: 7,85 см	5 шт/уп
C7401SEA			Внутренний диаметр: 2,0 мм	1 шт
Многоразовые наконечники (в каждой упаковке 1 наконечник, 5 стыковочных конусов, 5 стилетов и 5 оболочек)				
C7401EUT	Наконечник стандартный 23 кГц	Нет	Длина: 7,85 см	1 шт
			Внутренний диаметр: 2,0 мм	

### Специальные наконечники


#### MacroTip™ для резекции печени и удаления крупных опухолей



C7405S/SEA

Кат. №	Описание	Стерильно	Размеры	Количество
C7405S	Наконечник MacroTip™ 23 кГц	Да	Длина: 7,72 см	5 шт/уп
C7405SEA			Внутренний диаметр: 2,6 мм	1 шт

#### Tough Tissue Tip для твердой ткани



C7418S/SEA

Кат. №	Описание	Стерильно	Размеры	Количество
C7418S	Наконечник Tough Tissue Tip 23 кГц	Да	Длина: 7,87 см	5 шт/уп
C7418SEA	для твердой ткани		Внутренний диаметр: 2,0 мм	1 шт

#### Bone Tip для костной ткани



C7420S/SEA

Кат. №	Описание	Стерильно	Размеры	Количество
C7420S	Наконечник Bone Tip для костной ткани	Да	Длина: 16,71 см	5 шт/уп
C7420SEA			Внутренний диаметр: 1,1 мм	1 шт

## Кассета и набор трубок CUSA Quick Connect™

Совместимы с фрагментаторами 36 кГц и 23 кГц



C7300/EA

Кат. №	Описание	Стерильно	Количество
<b>C7300</b>	Кассета и набор трубок CUSA Quick Connect™	Да	5 шт/уп
<b>C7300EA</b>			1 шт

## Динамометрические наборы

Набор для фрагментатора 36 кГц



C7602/EA



C7636

Набор для фрагментатора 23 кГц



C7601/EA



C7623

Кат. №	Описание	Стерильно	Количество
<b>C7602</b>	Динамометрический ключ для фрагментатора 36 кГц	Да	5 шт/уп
<b>C7602EA</b>			1 шт
<b>C7636</b>	Стерилизуемая монтажная платформа для фрагментатора 36 кГц	Нет	1 шт
<b>C7601</b>	Динамометрический ключ для фрагментатора 23 кГц	Да	5 шт/уп
<b>C7601EA</b>			1 шт
<b>C7623</b>	Стерилизуемая монтажная платформа для фрагментатора 23 кГц	Нет	1 шт

## Принадлежности



C7500/C7502



C7136/C7123



C7523



C7005



FZ2000

Кат. №	Описание	Количество
C7136	Кейс для стерилизации фрагментатора 36 кГц	1 шт
C7123	Кейс для стерилизации фрагментатора 23 кГц	1 шт
C7500	Щетка для очистки фрагментатора 36 кГц	1 шт
C7502	Щетка для очистки фрагментатора 23 кГц	1 шт
C7005	Защитный фильтр	2 шт/уп
C7523	Стыковочный конус для коагуляции для фрагментатора 23 кГц	5 шт/уп
C7550	Мешочек для сбора биоматериала	12 шт/уп
FZ2000	Емкость для отходов	1 шт

Емкость для отходов объемом 2 литра выполнена из жаропрочного пластика с крышкой с уплотнителем и двумя портами для подключения трубок

## Основное оборудование



C7000/C7001



C7002



C7036



C7023

Кат. №	Описание	Количество
C7000	Рабочая консоль CUSA® Clarity с педалью управления	1 шт
C7001	Тележка	1 шт
C7002	Педаль управления	1 шт
C7036	Фрагментатор 36 кГц (с щеткой для чистки)	1 шт
C7023	Фрагментатор 23 кГц (с щеткой для чистки)	1 шт



**Назначение:** ультразвуковой хирургический аспиратор CUSA Clarity предназначен для операций, в которых требуется фрагментация, эмульсификация и аспирация мягких тканей: нейрохирургия, гастроинтестинальная хирургия с сопутствующими органами, урология, пластика и реконструкция, общая хирургия, ортопедия, гинекология, токаральная хирургия, лапароскопические операции и торакоскопическая хирургия.

**Противопоказания:** настоящий ультразвуковой хирургический аспиратор не предназначен и не может использоваться для удаления маточных фибриодов.

Наличие настоящих продуктов может отличаться в зависимости от региона или страны в связи с определёнными официальными разрешениями местных органов или требованиями таможни.

• Документ не является контрактом. Производитель оставляет за собой право изменять продукты заказа, чтобы улучшить их качество.

• Внимание: применимый закон запрещает продажу настоящих продуктов врачом или по заказу врача.

• Сверьтесь с этикетками и вкладышами продуктов с указанием назначения, противопоказаний, опасных факторов, предупреждений и мер предосторожности, а также инструкций применения.

Продукты, описанные в настоящем документе, относятся к классу CE I, Is, Ila, I Ib, III. Для получения дополнительной информации свяжитесь с сервисной службой. Все медицинские приборы, описанные в настоящем документе, имеют маркировку CE в соответствии с директивой Европейского Союза 93/42/ЕЕС для медицинских изделий и родственного оборудования, только если специально не обозначено «НЕ МАРКИРОВАНО CE».

**Представитель** Integra LifeSciences в России и странах СНГ:  
ООО «Нейропроджект»  
127486, Россия, г. Москва, Коровинское шоссе 10, стр. 2, офис 101  
Тел./факс: (495) 660 81 73  
Email: [info@neuropro.ru](mailto:info@neuropro.ru)  
Сайт: [www.neuropro.ru](http://www.neuropro.ru)

**Производитель:** Integra LifeSciences (Ireland) Ltd  
IDA Business and Technology Park  
Sragh, Tullamore, Offaly IRELAND